

WICHTIGE MITTEILUNG:

Neues Design der R2 Reagenzien für den Z3 CRP Hämatologie-Analyzer.

Der Hersteller hat das Design der R2 Reagenzien für Ihr Z3 CRP System geändert.
Bitte beachten Sie folgende zwei Punkte:

Z3 CRP R2 Reagenz

Code bisher

Der Code zum Einlesen befand sich auf dem Deckel der R2-Flasche.

Code NEU!

Der Code zum Einlesen befindet sich **auf dem Etikett** der R2-Flasche.

Versiegelung bisher

Die R2 Reagenzien waren unversiegelt.

Versiegelung NEU!

Die R2 Reagenzien sind neu oben mit **einer schwarzen Folie versiegelt**.

WICHTIG: Diese schwarze Folie bitte nicht entfernen.
Das Reagenz kann mit der Folie in das Gerät eingesetzt werden.



Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Nummer **044 828 62 72** gerne zur Verfügung.

COMMUNICATION IMPORTANTE :

Nouveau design des réactifs R2 pour le Z3 CRP analyseur d'hématologie.

Le fabricant a modifié le design des réactifs R2 pour votre Z3 CRP. Veuillez prendre note des deux points suivants :

Réactif R2 pour le Z3 CRP

Code précédent

Le code pour activer le réactif R2 se trouvait sur le couvercle.

NOUVEAU Code!

Le code pour activer le réactif R2 **se trouve sur l'étiquette** du flacon.

Film précédent

Les réactifs R2 n'étaient pas scellés.

NOUVEAU Film!

Les réactifs R2 sont désormais **scellés par un film noir**.

IMPORTANT: Ne pas enlever ce film noir. Le réactif peut être inséré dans l'appareil avec le film.

